



actim® Calprotectin – test do wykrywania kalprotektyny

Diagnostyka zapalenia jelit

Actim® Calprotectin to łatwy w użyciu szybki test do diagnostyki zapalenia jelit, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Test wykrywa kalprotektynę kałową (calprotectin), która jest stabilnym i czułym wskaźnikiem nieswoistego zapalenia jelit (IBD).

Częstość występowania IBD gwałtownie wzrasta. Actim® Calprotectin może szybko odróżnić IBD od stanów niezapalnych, takich jak zespół jelita drażliwego (IBS), jednocześnie unikając niewygodnych i inwazyjnych badań. Actim® Calprotectin jest również przydatny do monitorowania aktywności choroby w czasie jej trwania i oceny reakcji pacjenta na leczenie.

Test Actim® Calprotectin jest przyjazny zarówno dla pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia, oferując higieniczne badanie poziomu kalprotektyny. Test można wykonać na miejscu, wizualnie interpretując półilościowe wyniki w zaledwie 10 minut.

Actim® Calprotectin Test

- Wiarygodne i natychmiastowe rozpoznanie zapalenia jelit w oparciu o kalprotektynę – wrażliwy wskaźnik zapalenia jelit (IBD)
- Półilościowe wyniki, określające stężenie kalprotektyny w trzech zakresach: <50, 50-200 i > 200 µg / g
- Wyjątkowo higieniczny i wygodny w pobieraniu próbek
- Łatwy w użyciu jednostopniowy test
- Wyniki na miejscu w zaledwie 10 minut
- Nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń laboratoryjnych ani przetwarzania próbek

- Zestaw testowy zawiera wszystkie niezbędne materiały i może być przechowywany w temperaturze pokojowej

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- testy z końcówkami perforującymi
- zamknięte fiołki z buforem do ekstrakcji próbek
- instrukcja wykonania
- skrócony graficzny schemat wykonywania