



actim® Fecal Blood – test na krew utajoną w kale

Test na krew utajoną w kale

Actim® Fecal Blood to szybki test diagnostyczny wykrywający w sposób jakościowy ludzką krew utajoną w kale w oparciu o przeciwciała monoklonalne. Test jest wysoce specyficzny dla ludzkiej hemoglobiny-bez ograniczeń diety. Brak reakcji krzyżowych z hemoglobiną innego pochodzenia ogranicza ilość fałszywych wyników spowodowanych nieodpowiednią dietą pacjenta.

Wykrywanie raka jelita grubego

Krwawienie z układu pokarmowego jest jednym z najczęstszych objawów raka jelita grubego. Choroba rozwija się powoli i często nie daje wyraźnych objawów. Wczesne wykrycie to 90% szansa na przeżycie pacjenta. Niestety przeżywalność spada szybko wraz z rozwojem choroby, stąd tak ważna jest szybka i właściwa diagnoza.

Test actim® Fecal Blood przeznaczony jest do wykrywania ludzkiej krwi utajonej w pobranej próbce kału. Badanie może być podjęte w dowolnej chwili bez konieczności zachowania diety. Próbkę może być pobrana w domu przez pacjenta bez konieczności jej pobierania w miejscu badania. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy aby wykonać test, bez potrzeby dodatkowego oprzyrządowania. Wiarygodne wyniki są dostępne już po 10 minutach.

actim® Fecal Blood

- Szybki (10 min.)
- Łatwy i higieniczny w wykonaniu
- Wykrywa nawet niskie stężenie ludzkiej krwi utajonej

- Nie wymaga restrykcyjnej diety
- Wystarczy niewielka próbka (można pobrać próbkę płynną)
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- testy z końcówkami perforującymi
- zamknięte fiołki z buforem do ekstrakcji próbek
- instrukcja wykonania
- skrócony graficzny schemat wykonywania