



actim® SARS-CoV-2 + actim® InfluenzaA&B – test antygenowy na grypę i koronawirusa

Szybki test antygenowy na gripę A i B +COVID-19

actim® SARS-CoV-2+ actim® InfluenzaA&B to immunochromatograficzny test diagnostyczny oparty o przeciwciała monoklonalne do jakościowego, jednoczesnego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2 oraz grypy A B

Test jest przeznaczony do diagnostyki *in vitro*, do zastosowań profesjonalnych.

- Wykrywa antygeny wirusa SARS-CoV-2 oraz grypy A i B w próbce wymazu z nosogardzieli
- Łatwy w użyciu, może być używany w dowolnym miejscu testowania – nie jest potrzebny sprzęt laboratoryjny ani przechowywanie w lodówce
- Wyniki na miejscu w ciągu 15 minut
- Test opracowany i wyprodukowany w Finlandii
- Zestaw umożliwia wykrycie jednoczesowe dwóch wirusów – grypy i COVID-19 przy jednej ekstrakcji próbki

Test Actim został zaprojektowany tak, aby badanie było jak najprostsze: nie ma potrzeby dozowania buforu, ponieważ zestaw testowy zawiera już wstępnie napełnione probówki z buforem. Dzięki praktycznemu formatowi produktu, tuby z jednego opakowania mogą być dystrybuowane do różnych placówek badawczych.

Wyniki testu są uzyskiwane natychmiast podczas wizyty pacjenta. Dzięki wiarygodnym i dokładnym wynikom leczenie można rozpocząć natychmiast.

Zestaw testowy Actim SARS-CoV-2 zawiera wszystkie materiały potrzebne do

pobierania próbek i testowania i może być przechowywany w temperaturze pokojowej (2–30 °C).

Zawartość zestawu Actim SARS-CoV-2+ actim® InfluenzaA&B

- 10 testów
- 10 probówek z buforem do ekstrakcji próbek
- 10 jałowych wymazówek do pobierania próbek
- instrukcja użytkowania