



# actim® SARS-CoV-2 – test antygenowy na koronawirusa

## Szybki test antygenowy na COVID-19

actim® SARS-CoV-2 to immunochromatograficzny test diagnostyczny oparty o przeciwciała monoklonalne do jakościowego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2.

Test jest przeznaczony do diagnostyki *in vitro*, do zastosowań profesjonalnych.

- Wykrywa antygeny wirusa SARS-CoV-2 w próbce wymazu z nosogardzieli
- Łatwy w użyciu, może być używany w dowolnym miejscu testowania – nie jest potrzebny sprzęt laboratoryjny ani przechowywanie w lodówce
- Wyniki na miejscu w ciągu 15 minut
- Doskonała czułość (98% Ct < 30) i swoistość (100%)
- Dostępna jest również pozytywna kontrola zewnętrznego zapewnienia jakości
- Test opracowany i wyprodukowany w Finlandii
- Można wykonać dwa testy przy jednej ekstrakcji próbki (bufor testu Actim SARS-COV-2 jest kompatybilny z testem Actim Influenza A&B, co oznacza, że z tej samej próbki można wykonać również [test na gripę Actim](#))

Actim SARS-CoV-2 jest wysoce specyficzny dla nowego koronawirusa i nie reaguje krzyżowo z innymi wirusami wywołującymi infekcje dróg oddechowych, takimi jak inne koronawirusy (229E, OC43), grypa typu A lub B czy enterowirusy.

Test Actim został zaprojektowany tak, aby badanie było jak najprostsze: nie ma potrzeby dozowania buforu, ponieważ zestaw testowy zawiera już wstępnie napełnione probówki z buforem. Dzięki praktycznemu formatowi produktu, tuby z

jednego opakowania mogą być dystrybuowane do różnych placówek badawczych.

Wyniki testu są uzyskiwane natychmiast podczas wizyty pacjenta. Dzięki wiarygodnym i dokładnym wynikom działania izolacyjne można rozpocząć natychmiast.

Zestaw testowy Actim SARS-CoV-2 zawiera wszystkie materiały potrzebne do pobierania próbek i testowania i może być przechowywany w temperaturze pokojowej (2–30 °C).

### **Zawartość zestawu Actim SARS-CoV-2**

- 20 testów
- 20 probówek z buforem do ekstrakcji próbek
- 20 jałowych wymazówek do pobierania próbek
- instrukcja użytkowania