



CUBE-S hsCRP test

Wysokoczulý test hsCRP

Rosnąca liczba badań wykazała, że bardziej czuły test, tzw. hsCRP (high sensitive CRP), może przewidzieć nawrót choroby sercowo-naczyniowej, udar mózgu, a w niektórych przypadkach nawet zgon.

Wysoki poziom hsCRP skutecznie przewiduje nawrót zaburzeń wieńcowych u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową i ostrym zawałem serca (atakami serca).

Wyższy poziom hsCRP wiąże się również z niższymi wskaźnikami przeżycia u tych pacjentów.

CUBE-S hsCRP Test o wysokiej czułości (high sensitive CRP) ułatwia oznaczanie poziomu CRP z niezwykłą szybkością i precyzją.

Zakres pomiarowy:

Test jest testem immunoturbidymetrycznym z 2 zakresami:

Dla osocza:

0,25 – 20 mg/l

Dla krwi pełnej:

0.50 – 20 mg/l

Czas trwania badania

Badanie trwa około 3 minuty przy pomiarze surowicy, około 4 minuty przy pomiarze krwi pełnej.

