



FastPack® IP hCG Test

Immunologiczny test do ilościowego pomiaru hCG

Test immunologiczny FastPack® IP hCG jest testem chemiluminescencyjnym, który zapewnia ilościowy pomiar poziomu hCG w ludzkiej surowicy lub osoczu. Test FastPack® IP hCG jest przeznaczony do stosowania z systemem [FastPack® IP](#).

- Lepsza jakość usług dla pacjentów
- Możliwość monitorowania i leczenia podczas jednej wizyty
- Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i lepsze wyniki
- Dokładność i precyzja laboratoryjna

Specyfikacja testu FastPack® IP hCG

- Ilościowy pomiar hCG
- Dolny limit: 1,8 mIU / ml
- Górna granica: 1000 mIU / ml; do 10000000 z rozcieńczeniem
- Czas testu: 12 minut