



LumiraDx™ D-Dimer Test

Test LumiraDx POC D-Dimer jest testem diagnostycznym in vitro służącym do ilościowego oznaczania stężenia D-Dimerów za pomocą platformy LumiraDx™ w próbkach krwi pełnej (krwi kapilarnej z nakłucia palca i żyłnej) lub z osocza człowieka. Test może być stosowany jako pomoc diagnostyczna w badaniu pacjentów z podejrzeniem żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, takiej jak zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna.

D-Dimery są produktem degradacji fibryny, obecnym we krwi po rozpadzie skrzepliny na skutek fibrynolizy. Oznaczanie D-Dimerów ma znaczenie kliniczne w wypadku podejrzenia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej i jest stosowane łącznie z klinicznymi systemami oceny i badaniami dodatkowymi.

- Szybkie, dokładne, ilościowe wyniki w ciągu zaledwie 6 minut
- Rodzaje próbek: pełna krew włośniczkowa (z opuszki palca), żylna (cytrynian sodu) lub osocze (cytrynian sodu)
- Wymagana objętość próbki wynosi zaledwie 15 µl
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Test LumiraDx D-Dimer zwiększa efektywność pracy w placówkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, oferując szybką ocenę stanu zdrowia pacjentów z objawami zakrzepicy żył głębokich (DVT) i zatorowości płucnej (PE).

Zawartość opakowania:

- Testy pakowane oddzielnie w woreczki aluminiowo-foliowe z pochłaniaczem wilgoci
- Ulotka informacyjna produktu
- Znacznik RFID (identyfikator radiowy) wbudowany w opakowanie z testami

Materiały wymagane, ale niedostarczane z opakowaniem testów:

- Urządzenie LumiraDx Instrument
- Standardowy sprzęt do pobierania krwi (nakłuwacze lub sprzęt do nakłuwania żyły, probówki do przenoszenia krwi, pojemniki na odpady biologiczne)