



LumiraDx™ INR Test

Pomiar czasu protrombinowego INR

Testy LumiraDx INR są przeznaczone do ilościowego pomiaru czasu protrombinowego (INR) za pomocą [platformy LumiraDx](#).

Współczynnik INR służy do standaryzowanego pomiaru szybkości krzepnięcia krwi. Jest obliczany na podstawie pomiaru ilościowego czasu protrombinowego (PT) w krwi kapilarnej. Niski współczynnik INR może wskazywać na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi, podczas gdy wysoki współczynnik INR może wskazywać na zwiększone ryzyko nadmiernego krwawienia. Poziom INR sprawdza się często w celu monitorowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego z użyciem leków będących antagonistą witaminy K (VKA).

Zalety stosowania testu LumiraDx INR:

- Większa wygoda – badanie w miejscu pobrania/punkcie opieki
- Szybszy czas realizacji w porównaniu z badaniami laboratoryjnymi
- Szybka diagnoza i zarządzanie leczeniem prowadzące do poprawy wyników klinicznych
- Zmniejszona liczba skierowań – zmniejszenie obciążenia dla opieki wtórnej
- Precyzja i dokładność – CV <5% i korelacja z laboratoryjną metodą referencyjną Laboratory ACL Elite
- Przechowywanie testów w temperaturze pokojowej

Test LumiraDx INR wykorzystuje świeżą krew kapilarną. Jest on przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów.

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania z urządzeniem LumiraDx Instrument. Do diagnostyki in vitro.

Zawartość opakowania z testami:

- Paski Testowe pakowane oddzielnie w woreczki aluminiowe/foliowe z pochłaniaczem wilgoci
- Ulotka informacyjna produktu
- Znacznik RFID (Radio Frequency ID, identyfikator radiowy) wbudowany wewnątrz opakowania z testami
- Ulotka informacyjna

Materiały wymagane, ale niedostarczane w opakowaniu z testami:

- Urządzenie LumiraDx Instrument
- Standardowy sprzęt do pobierania krwi (nakłuwacze, gaziki, pojemniki na odpady biologiczne)