



mariPOC®

System szybkiego testowania chorób zakaźnych

mariPOC® to automatyczny system szybkiego testowania multianalitów w celu identyfikacji patogenów ostrych chorób zakaźnych. mariPOC® może być używany we wszystkich obszarach opieki nad pacjentem. System łączy specyficzną ekspresję wykrywania i testowania genów za pomocą unikalnej technologii laserowego TPX. Zalety innowacyjnej technologii mariPOC® obejmują doskonałą czułość, specyficzność i efektywność.

Technologia obejmuje wyrafinowaną autoweryfikację próbki z laboratoryjną precyzją zapewniającą najwyższą niezawodność analizy. Intuicyjny interfejs użytkownika wyświetla wyniki odczytu automatycznej fluorescencji, a system umożliwia dwukierunkowe połączenie z LIS. System testowy zapewnia jakościowe lub ilościowe wyniki w zależności od potrzeby użytkownika.

mariPOC® to urządzenie łatwe w obsłudze nie wymagające wielogodzinnych szkoleń. Urządzenie można obsługiwać po krótkim wprowadzeniu.

Czas wykonywania badania wynosi od 1 do 3 minut w zależności od testu.

Dostępne testy do systemu to:

- mariPOC® COVID-19
- mariPOC® Respi
- mariPOC® Quick Flu
- mariPOC® Pharyn
- mariPOC® Quick Strep A
- mariPOC® Gastro
- mariPOC® CDI