



OnSite™ H. pylori Ab Combo Rapid Test – szybki test h. pylori

Zakażenie Helicobacter pylori

Helicobacter pylori to bakteria, która zaliczana jest do pałeczek. Zasiedla powierzchnię komórek nabłonkowych błony śluzowej żołądka. Po dostaniu się do organizmu człowieka, może prowadzić do występowania wielu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, m.in.: zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów żołądka.

Test do wykrywania przeciwciał H.pylori

OnSite H. pylori Ab Combo Rapid Test to szybki test immunologiczny służący do jakościowego wykrywania przeciwciał (IgG, IgM i IgA) przeciwko *Helicobacter pylori* (H. pylori) w próbkach ludzkiej surowicy, osocza lub krwi pełnej. Test jest pomocny w diagnostyce zakażeń *H. pylori*.

- Nie wymaga zaprzestania stosowania antybiotyków
- Wysoka czułość i specyficzność
- Można użyć próbki surowicy, osocza lub pełnej krwi
- Nieinwazyjny, łatwy do wykonania
- Wynik już po 15 minutach