



## Acti-Lance® Universal 23G – nakłuwacze

Acti-Lance® Universal to nakłuwacze idealne do większości popularnych testów z krwi włóścinkowej, w tym testów Actim CRP, *OnSite* COVID-19, testów CUBE-S i wielu innych.

Nakłuwacze Acti-Lance® Universal mogą być stosowane u wszystkich pacjentów o normalnej skórze. Dzięki bardzo szybkiemu nacięciu (tylko 0,002 sekundy), liniowemu prowadzeniu igły i idealnie precyzyjnej geometrii igły, Acti-Lance® Universal minimalizuje ból, zasinienie i powstawanie kalusa u pacjenta, a jednocześnie zapewnia, że próbka krwi jest zawsze po jednym nakłuciu.

Głębokość nakłucia 1,8 mm. Ilość sztuk w opakowaniu – 100 szt.