



Actim® Ingeni System

Cyfrowa analiza badań wycieku płynu owodniowego – PROM i możliwości wystąpienia wczesnego porodu – PARTUS

Analizator Actim® Ingeni oferuje automatyczną analizę, wyświetlanie i zapisywanie wyników testów [Actim PROM](#) i [Actim Partus](#). Połączenie klinicznej dokładności testów Actim z wiarygodnością interpretowanych cyfrowo wyników badań sprawia, że zarówno testowanie, jak i dokumentacja są bezproblemowe i niezawodne.

Urządzenie Actim Ingeni może służyć do cyfrowej interpretacji wyników testów. Ponieważ Actim Ingeni automatycznie zapisuje i interpretuje wyniki badań, poprawia się identyfikowalność danych i można poświęcić więcej czasu pacjentom.

Instrument Actim Ingeni sprawia, że badanie w punkcie opieki jest łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż wcześniej. Zatwierdzone i dokładne wyniki testów są dostępne do zapisania lub wydrukowania w ciągu 5 minut.

- wyniki połączone z identyfikacją pacjenta i testu
- automatyczna interpretacja i rejestracja wyników badania
- wynik już po 5 minutach
- łatwy w obsłudze interfejs z ekranem dotykowym
- niewielkie rozmiary urządzenia
- dane wyjściowe w różnych formatach, zgodnie z twoimi preferencjami
- identyfikator użytkownika, daty i godziny oraz danych odczynników
- możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb związanych z kontrolą jakości i testowaniem