



FastPack® IP Free T4 – test wolna tyroksyna

Co to jest wolna tyroksyna (free T4)?

Tyroksyna to jeden z podstawowych hormonów tarczycy. Hormon ten bierze udział w procesach metabolizmu w organizmie. Niedobór tyroksyny obniża poziom przemiany materii.

Oznaczanie poziomu T4 wykonuje się w celu oceny czynności tarczycy.

Badanie poziomu tyroksyny

FastPack® IP Free T4 jest chemiluminescencyjnym testem immunologicznym do ilościowego oznaczania wolnej tyroksyny (FT4) w ludzkiej surowicy. Test immunologiczny FastPack® IP Free T4 jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro za pomocą systemu FastPack® IP.

- Ilościowy pomiar wolnej T4
- Dolna granica 0,4 ng/dl
- Górna granica 6.0 ng/dl
- Wyniki w ciągu 7 minut