



FastPack® IP Total PSA Test

Immunologiczna analiza ilościowa specyficznego antygenu sterczowego PSA

Test immunologiczny FastPack® IP Total PSA to chemiluminescencyjny test immunologiczny służący do ilościowego oznaczania PSA in vitro w ludzkiej surowicy i osoczu jako pomoc w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty. Test immunologiczny FastPack® IP Total PSA jest przeznaczony do użytku profesjonalnego z systemem [FastPack® IP](#).

- Ilościowy pomiar całkowitego PSA
- Dolna granica 0,04 ng / ml
- Górna granica 50 ng / ml
- Wyniki w 12 minut

Test immunologiczny FastPack® IP PSA do stosowania z systemem [FastPack® IP System](#), umożliwia dowolnej placówce uzyskać wyniki w 12 minut przy mniejszym nakładzie czasu niż jedna minuta praktycznej pracy.

- Lepsza jakość usług dla pacjentów
- Możliwość monitorowania i leczenia podczas jednej wizyty
- Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i lepsze wyniki
- Dokładność i precyzja laboratoryjna

Specyfikacja testu FastPack® IP Total PSA

- Ilościowy pomiar całkowitego PSA
- Próbkę: surowica lub osocze
- Dolna granica: 0,04 ng / ml
- Górna granica: 50 ng / ml
- Czas testu: 12 minut