



FastPack® IP TSH Test

Ilościowe oznaczanie hormonu Tyreotropowego TSH

Test immunologiczny FastPack® IP TSH jest chemiluminescencyjnym testem immunologicznym do ilościowego oznaczania hormonu stymulującego tarczycę (TSH) w surowicy i osoczu ludzkim. Test immunologiczny FastPack® IP TSH jest przeznaczony do profesjonalnego stosowania z systemem [FastPack® IP](#). Do diagnostyki in vitro.

- Ilościowy pomiar TSH
- Dolna granica 0,13 $\mu\text{IU/ml}$
- Górna granica 100 $\mu\text{IU/ml}$
- Wyniki w ciągu 12 minut

Test immunologiczny FastPack® IP PSA do stosowania z systemem FastPack® IP System, umożliwia dowolnej placówce uzyskać wyniki w 12 minut przy mniejszym nakładzie czasu niż jedna minuta praktycznej pracy.

- Lepsza jakość usług dla pacjentów
- Możliwość monitorowania i leczenia podczas jednej wizyty
- Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i lepsze wyniki
- Dokładność i precyzja laboratoryjna