



## HandyRay LMT-3000 – nakłuwacz laserowy

Urządzenie laserowe HandyRay to nowoczesny, przenośny nakłuwacz laserowy służący do pobierania krwi włośniczkowej z opuszka palca lub z pięty. HandyRay punktuje skórę bezboleśnie przy pomocy wiązki laserowej (laser medyczny).

- Poręczny, przenośny, niewielkich rozmiarów
- Wymienne końcówki
- Minimalny poziom bólu przy nakłuciu
- Wielokrotnego użytku
- Zasilanie bateryjne
- Szybka regeneracja skóry po nakłuciu
- Brak reakcji krzyżowych

Nakłuwacz HandyRay może być używany u pacjentów u których istnieje potrzeba pobrania próbki krwi włośniczkowej do badania glukozy, hemoglobiny glikozowanej i innych badań zleconych przez lekarza np. badań laboratoryjnych, badań typu Point-of-Care (POCT), różnych badań krwi.

Jedno nakłucie ok. 1-2 minut

Urządzenie jest przeznaczone do nakłuwania palców oraz pięt. Nie należy używać do nakłuwania innych części ciała.

Nie należy stosować u chorych na hemofilię, zaburzenia krzepnięcia i małopłytkowość.

Zestaw zawiera:

- Futerał
- Urządzenie – Nakłuwacz laserowy
- Zasilacz sieciowy – ładowarka
- Instrukcja obsługi

- Opakowanie (100 szt.) jednorazowych nasadek
- Szybki przewodnik użytkownika

Nakłuwanie:

