



OnSite™ PSA Rapid Test

Badanie PSA

PSA (ang. *prostate-specific antigen*) to swoisty antygen sterczowy wytwarzany w gruczole krokowym. Podwyższone stężenie PSA we krwi może oznaczać zapalenie gruczołu krokowego, jego łagodny rozrost lub chorobę nowotworową. Dlatego zaleca się oznaczanie stężenia enzymu PSA we krwi w wykrywaniu, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu chorób gruczołu krokowego, w szczególności raka prostaty.

Test PSA

OnSite™ PSA Rapid Test to to chromatograficzny test immunologiczny z bocznym przepływem, służący do półilościowego wykrywania antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu na poziomie odcięcia 4 ng/ml.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki *in vitro*.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TESTOWEGO:

- Pojedyncze opakowania foliowe/aluminiowe zawierające:
 - kasetę testową
 - środek osuszający
- Plastikowe zakraplacze
- Rozcieńczalnik do próbek (5 ml/fiolka)
- Instrukcja użytkowania