



OSOM® BVBlue® Test

OSOM® BVBLUE® to szybki test immunochromatograficzny do wykrywania podwyższonej aktywności sialidaz pochwy, enzymów wytwarzanych przez bakteryjne patogeny związane z bakteryjną wagenezą, w tym *Gardnerella*, *Bacteroides*, *Prevotella* i *Mobiluncus*.

Test jest wskazany do stosowania u kobiet podejrzewanych o zakażenie bakteryjne pochwy, np. kobiety z wydzieliną pochwową typową dla BV i / lub kobiety z wcześniejszą historią BV, jako pomoc w diagnozowaniu infekcji BV.

Zapalenie pochwy jest jedną z najczęstszych przyczyn, dla których kobiety odwiedzają ginekologów.

BV jest najczęstszą postacią infekcyjnego zapalenia pochwy.

Czynnikami wywołującymi infekcję są patogeny bakteryjne, takie jak *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides spp.*, *Prevotella spp.*, *Mobiluncus spp.*

Test OSOM® BVBLUE® ma na celu zapewnienie prostego, wyraźnego wskazania podwyższonej aktywności sialidazy w badaniu wymazu pochwowego pacjentki.

- 92,8% czułość, 98% specyficzność w porównaniu do metody barwienia „Gram stain”
- 1 minuta czasu wykonania
- Wynik już po 10 minutach
- Natychmiastowa zmiana koloru zapewnia wyraźne i łatwe do odczytania rezultaty badania.