



OSOM® Trichomonas Test

Wykrywanie zakażeń rzęsistkiem (*Trichomonas Vaginalis*)

Szybki test diagnostyczny do wykrywania antygenu rzęsistka pochwowego (*Trichomonas Vaginalis*) w próbkach wymazu z pochwy.

OSOM® Trichomonas Test to szybki test diagnostyczny wykrywający antygen rzęsistka pochwowego (*Trichomonas Vaginalis*) z wydzieliny z pochwy. Test jest zalecany przez aktualne rekomendacje CDC i ACOG.

Zakażeniom rzęsistkiem towarzyszą zazwyczaj zakażenia bakteryjne i grzybicze. Przewlekła nie leczona rzęsistkowica może powodować niepłodność oraz być przyczyną powikłań ciążowych.

Konwencjonalne metody diagnostyczne zakażenia rzęsistkiem pochwowym to bezpośrednie badanie mikroskopowe wymazu pochwowego oraz posiew mikrobiologiczny. Posiew mikrobiologiczny jest procedurą długotrwałą (24-72 godziny). Badanie mikroskopowe jest procedurą trwającą krócej, ale czułość badania mikroskopowego w stosunku do badania mikrobiologicznego jest niska i wynosi 58%.

OSOM® Trichomonas Test

OSOM® Trichomonas Test jest bardzo pomocnym narzędziem w diagnostyce zakażeń rzęsistkiem.

- Szybki, czuły, obiektywny
- Czułość 95% w stosunku do badania referencyjnego (badanie mikroskopowe i posiew mikrobiologiczny)
- Wyniki w ciągu 10 minut
- Łatwy do wykonania w każdym gabinecie lekarskim
- Wygodny format immunochromatograficznego paska testowego
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Łatwość badania i szybko otrzymany wynik pozwala lekarzowi niezwłocznie podjąć odpowiednie leczenie zapobiegając komplikacjom zdrowotnym pacjentki.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- testy
- jałowe wymazówki
- próbki testowe
- fiolka z buforem
- zakraplacz do bufora
- kontrola pozytywna
- stacja robocza
- instrukcja wykonywania
- karta z instrukcjami pobierania próbki przez pacjentkę