



SARS CoV-2/Influenza A + B/RSV Combo Szybki Test

Test Combo 3 w 1 COVID/Grypa A i B/RSV

Test combo 3 w 1 COVID/Grypa A i B/RSV to szybki immunochromatograficzny test diagnostyczny do jakościowego wykrywania antygenów białka nukleokapsydu SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i Respiratory Syncytial Virus (RSV) w próbkach wymazu z nosogardła od osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2/grypy/RSV.

Popularny test do jednoczesnego diagnozowania zakażeń SARS CoV-2, wirusa grypy typu A, grypy typu B oraz RSV.

- Szybki wynik
- 4 parametry: SARS CoV-2, Grypa A, Grypa B, RSV
- Łatwy do wykonania w gabinecie lekarskim lub na wizycie domowej
- Zawiera wbudowaną kontrolę proceduralną
- Może być przechowywany w temperaturze pokojowej
- Wygodny format kasetkowy
- Pełny zestaw testowy
- Opakowanie 20 testów

Zawartość zestawu testu combo 3 w 1:

- kasety testowe
- bufor ekstrakcyjny
- sterylne wymazówki
- probówki do ekstrakcji próbek
- stacja robocza
- instrukcja obsługi
- karta produktowa z wykonaniem

Wyniki uzyskane za pomocą testu powinny być rozpatrywane przez lekarza wraz z oceną kliniczną oraz dodatkowymi wynikami pochodzącymi z innych badań i ocen laboratoryjnych.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, do diagnostyki in vitro.